

DOCUMENTO #0415

BOLETÍN TÉCNICO

Alcotabs®

Detergente en Tabletas para Limpieza Crítica

- Tableta de liberación prolongada para eficientizar el rendimiento de limpieza de sus lavadoras de sifón para pipetas
- Concentrado para ahorrar dinero
- Biodegradable y fácil de desechar
- Enjuague libre para producir resultados confiables sin residuos interferentes
- Utilízelo para aprobar las pruebas de validez de limpieza para la acreditación de su laboratorio y las inspecciones de plantas

Se utiliza para limpiar: Pipetas y tuberías con lavadoras de sifón para pipetas en hospitales, uso clínico, uso educacional, laboratorios de investigación y desarrollo, así como la manufactura de cosméticos.

Se utiliza para remover: Tierra, polvo, mugre, lubricantes, grasas, aceites, sangre, tejido, depósitos de sal, partículas, solventes y radioisótopos.

Superficies que limpia: Formulación no corrosiva recomendada para vidrio, metales, acero inoxidable, porcelana, cerámica, plástico, hule y fibra de vidrio. Se puede emplear en metales suaves como aluminio, cinc y magnesio si se enjuaga de inmediato. Se recomienda comprobar la presencia de corrosión.

Método de limpieza: Lavadora de sifón para pipetas y tuberías.

Instrucciones: Para lavar las pipetas en lavadoras tipo sifón: Sumerja las pipetas inmediatamente después de usarse en una solución al 1% de ALCONOX, LIQUINOX o TERGA-ZYME. Deje que se remojen en el recipiente hasta que se acumulen suficientes pipetas para llenar el portapipetas. Introduzca ALCOTAB en la lavadora. Introduzca la portapipetas con las pipetas en la lavadora. Las ALCOTABS se disolverán (en agua fría o tibia) y entrarán en efervescencia, produciendo una solución de detergente que sube y baja por los **agujeros** y alrededor de las pipetas. El enjuague inicia automáticamente después de disolverse la tableta. Para trabajos de análisis o cultivo de tejidos, utilice agua destilada, de-ionizada o purificada para todos los enjuagues o el final. Para las superficies en contactos con los alimentos, enjuague con agua potable.

Disponible en Tamaños convenientes:

# Catálogo Alconox	
Cajón con 6 botellas de 100 tabletas c.u.	1500