

Numéro d'urgence 24h/24
(ChemTel) 888.255.3924 aux États-Unis
cleaning@alconox.com

alconox.com

- distributeurs
- informations techniques
- échantillons gratuits
- nouveaux développements
- livres blancs
- prix



DETERGENT 8®

Détergent sans fer peu moussant

- Remplace le nettoyage au solvant
- Concentré pour vous faire économiser de l'argent
- Biodégradable et facilement jetable
- Pouvoir mouillant pénétrant pour vous faire gagner du temps
- Rinçage facile pour des résultats fiables, sans résidus gênants
- Ne contient pas de phosphate, soufre, chlore, cation métallique, halogénure, borate, silicate, carbonate, chlorocarbure, de fluorocarbures ni d'ingrédients chélatants

Il est utilisé pour nettoyer : Cartes de circuits imprimés, pièces électroniques, matériel de laboratoire sensible aux phosphates, cavités de réacteurs nucléaires, pièces industrielles délicates et équipements contaminés par le nucléaire.

Il est utilisé pour éliminer : Résines, colophanes, huiles, saleté, crasse, particules, résidus, fondants, produits chimiques et solvants.

Surfaces nettoyées : Formulation inhibée contre la corrosion recommandée pour le verre, le métal, l'acier inoxydable, la céramique, le plastique, le caoutchouc et les circuits imprimés. Il peut être utilisé, avec un rinçage rapide, sur les métaux mous tels que le cuivre, l'aluminium, l'argent et l'or. L'aluminium peut noircir et des réactions galvaniques de métaux mixtes peuvent se produire. Il est conseillé d'effectuer des tests de corrosion.

Méthodes de nettoyage : Nettoyage par trempage, brosse, éponge, chiffon, ultrasons, laveur de matériel de laboratoire, laveur par pulvérisation, nettoyeur haute pression et nettoyage en place.

Mode d'emploi : Pour une utilisation manuelle, par trempage et par ultrasons, préparez une solution à 3 - 5 % (4 à 6 oz par gal, ou 30 à 50 ml par l) dans de l'eau tiède ou chaude. Une solution huileuse et laiteuse est normale. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection. Pour les machines à pulvériser, ajoutez du détergent au cycle de lavage à l'eau chaude pour obtenir une solution à 2 % (2 1/2 oz par gal, ou 20 ml par litre). Pour les saletés tenaces, augmentez la température de l'eau et utilisez plus de détergent.

RINCEZ SOIGNEUSEMENT, de préférence à l'eau courante. Pour un nettoyage critique, effectuez un rinçage final ou complet dans de l'eau distillée, déminéralisée ou purifiée. Des directives de compatibilité des matériaux sont disponibles sur demande.

Tailles pratiques	Cat. Alconox N°
Boîte de 4 x 1 gal (4 x 3,8 l)	1701
Bidon de 5 gal (19 l)	1705
Bidon de 15 gal (57 l)	1715
Bidon de 55 gal (208 l)	1755
1 gal fait 20 - 50 gal (1 l fait 20 - 50 l) de solution	

DETERGENT 8 est certifié FDA. DETERGENT 8 est disponible auprès des principaux fournisseurs de laboratoires, d'hôpitaux, de cliniques et industriels. Pour trouver un distributeur pour les détergents Alconox Inc., utilisez l'outil de recherche Trouver des revendeurs dans la section Assistance du site alconox.com. Pour demander des échantillons GRATUITS, utilisez le formulaire Obtenir des échantillons sur alconox.com. Ou appelez Alconox Inc. au +914.948.4040, dès aujourd'hui.

D8TBFR.0



Numéro d'urgence 24h/24
(ChemTel) 888.255.3924 aux États-Unis
cleaning@alconox.com

alconox.com

- distributeurs
- informations techniques
- échantillons gratuits
- nouveaux développements
- livres blancs
- prix

Données physiques

Valeur typique

pH (1 %)	11,0
Tension superficielle de la solution à 1 % (dyne/cm)	32
Conductivité de la solution à 1 % (mS/cm à 21 degrés C)	0,7
Forme	Liquide
Couleur	Transparent
Solubilité dans l'eau	Complètement soluble dans toutes les proportions
Efficacité avec de l'eau dure	Très efficace
Biodégradabilité	Oui, répond à la norme CE648/2004
Tendance à former de la mousse	Peu moussant
Durée de conservation	24 mois à compter de la fin du mois de fabrication
Teneur en parfum et teinture	0 %
Teneur en phosphate (sous forme de phosphate)	0 %
Point d'éclair (degrés F)	201
Carbone organique (% calculé en poids)	35 - 40 %
Densité (lb/gal)	8,25

Description chimique

Detergent 8 est un mélange homogène, sans ions, sans phosphate, d'une alcanolamine, d'éthers de glycol et d'un alcool gras alcoylé. Il ne contient pas d'agents chélatants, d'halogénures ou de cations métalliques conducteurs tels que le sodium. Detergent 8 contient des tensioactifs non ioniques.

Validation du nettoyage et détection des résidus

Pour quantifier les traces de Detergent 8 à des fins de validation du nettoyage, testez un paramètre de l'eau de rinçage avant et après le rinçage de la surface nettoyée, ou testez la surface propre. Aucun changement significatif du paramètre n'indique un résidu détectable. Les paramètres mesurés incluent les méthodes spectrographiques. Pour plus de détails, consultez la page Validation du nettoyage dans la section Support sur alconox.com. Pour les tests d'accréditation en laboratoire pour montrer que le détergent a été rincé, référez-vous à la détection des résidus d'accréditation dans la section Support d'alconox.com.

Informations sur la santé et la sécurité

Ingrédients dangereux OSHA	Aucun
Classe de danger RCRA	Non dangereux
Polluants prioritaires de l'EPA	Aucun
Classe de danger DOT	UN1760, Liquides corrosifs, N.O.S. (Solution de monoisopropanolamine), 8, PG III
Inflammabilité	Non inflammable
Teneur en latex	Aucune dans le produit ou l'emballage
Irritation	Cat. 2 peau, Cat. 2A irritant pour les yeux
Toxicité orale	DL ₅₀ > 5000 mg/kg par voie orale chez le rat
Toxicité par inhalation	Non irritant
Teneur en COV	70 % en l'état
Teneur en OGM	Aucune
Source BSE/TSE	Aucune
Allergènes 2007/68/CE Annexe IIIa	Aucun
REACH Art. 57 (SVHC)	Aucun
RoHS	Aucun ingrédient dangereux RoHS
Cancérogénicité	NTP = Non IARC = Non OSHA = Non
Ingrédients sur l'inventaire TSCA	Oui
CE 907/2006	Ne contient pas d'enzymes, d'agents azurants, de parfums, de parfums allergènes ou d'agents de conservation

Précautions

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas prendre en interne. En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau. Pour les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin. Une fiche de données de sécurité est disponible sur alconox.com.

Pour des spécifications d'achat, contactez Alconox Inc. Les informations présentées sont typiques. Ne doivent pas être prises comme des spécifications. Les données typiques ne sont pas une spécification.

Alors que les informations contenues dans ce rapport ne doivent pas être considérées comme une garantie de produit, nous vous invitons à rechercher, tester et vérifier la pertinence des détergents Alconox Inc. pour votre application spécifique. Bien entendu, nous ne pouvons autoriser l'utilisation ou recommander l'utilisation de nos détergents lorsqu'ils enfreignent des brevets. Aucune représentation ou garantie n'est faite quant à la sécurité des produits ou des matériaux mentionnés dans l'amendement fédéral sur les additifs alimentaires de 1958.